

Addendum

Manufacturer



Invivo Corporation
3545 SW 47th Avenue
Gainesville, FL 32608-7691 U.S.A.
(352) 336-0010

4535-303-01381 Rev 01



Distributed by:
GE Healthcare



English



Ensure that the patient does not form a loop with any body parts. For breast coils in particular, patients are imaged lying prone with both arms extended above the head (superman). **Do not allow patients to touch any part of the right hand or arm to any part of the left hand or arm. The loop formed by doing so could cause an RF burn at the point of contact. Use pads to ensure the patient's hands do not touch any metal features of the patient table or cradle.** Be sure to educate the patient accordingly and check the patient's position immediately before the scan.



Bulgarian



Уверете се, че пациентът не образува затворена линия с части на тялото си. Специално при бобините за изследване на гърди изображенията се правят като пациентът лежи по корем с двете си ръце изпънати над главата (положение "супермен"). Не позволявайте пациентите да докосват която и да било част на дясната ръка до която и да било част на лявата ръка. Затворената линия, която се образува при такова докосване, може да причини радиочестотно изгаряне на мястото на контакта. Използвайте подложки, за да сте сигурни, че ръцете на пациента не се докосват до метални детайли от масата. Не забравяйте да инструктирате пациента и да проверите положението му непосредствено преди сканирането.



Chinese



确保患者身体的任何部分不会形成回路。尤其当患者双手举过头俯卧（类似超人的姿势）使用乳房线圈进行成像时更是如此。患者不得用右手或右臂的任何部分碰触左手或左臂的任何部分。否则所形成的回路会导致接触部位发生RF（射频）烧伤。要用垫子确保将患者的双手与患者检查床或支架的金属部件隔离。因此一定要告知患者并在进行扫描前检查患者的位置。



Croatian



Pripazite da pacijent ni jednim dijelom tijela ne oblikuje petlju. Pri snimanju zavojnicama za grudi, pacijentica leži potrbuške s rukama ispruženima iznad glave (poput Supermana). **Pripazite da desna ruka ili šaka pacijenta ni jednim svojim dijelom ne dodiruju lijevu ruku ili šaku pacijenta. Tako oblikovana petlja može dovesti do VF opekline na mjestu dodira. Koristite podmetače kojima ćete osigurati da ruke pacijentice ne mogu doći u doticaj ni s jednim metalnim dijelom stola ili ležišta pacijenta.** Neposredno prije snimanja, pacijenta na odgovarajući način uputite u postupak i provjerite njegov/njezin položaj.



Czech



Dbejte, aby žádná část pacientova těla nevytvářela uzavřený obvod. Zvláště u cívek k vyšetření prsů platí, že jsou pacienti snímkováni vleže na břiše s rukama nataženými nad hlavou. **Nedovolte, aby se ruce pacienta v žádném bodě dotýkaly. V opačném případě může uzavřený obvod způsobit popáleniny v místě kontaktu. Izolujte ruce pacienta poduškami od veškerých kovových částí vyšetřovacího stolu resp. nosné kolébky.** Přiměřeně pacienta poučte a zkontrolujte jeho polohu bezprostředně před snímkováním.



Danish



Pas på, at patienten ikke danner en løkke med nogen legemsdele. Særlig for brystspolers vedkommende, skal patienterne scannes liggende med ansigtet nedad med begge arme strakt op over hovedet (supermand). **Patientens højre hånd eller arm må ikke røre ved nogen del af den venstre hånd eller arm, hverken helt eller delvist. Den løkke, der dannes ved at gøre dette, kan forårsage RF-forbrænding på kontaktstedet. Brug puder for at forhindre, at patientens hænder rører ved nogen metaldele på patientbordet eller --vognen.** Sørg for at instruere patienten i dette, og kontroller patientens stilling umiddelbart før scanningen.



Dutch



Controleer of de patiënt geen lus vormt met lichaamsonderdelen. Voor borstspoelen in het bijzonder geldt dat patiënten vooroverliggend gescand moeten worden met beide armen boven het hoofd gestrekt (superman). **Zorg dat patiënten geen deel van de rechterhand of -arm aanraken met een deel van de linkerhand of -arm. De lus die daardoor gevormd wordt, kan RF-verbrandingen bij het contactpunt veroorzaken. Gebruik pads om te verzekeren dat de handen van de patiënt geen enkel metalen deel van de patiëntentafel of het frame aanraken.** Instrueer de patiënt dienovereenkomstig en controleer de positie van de patiënt direct voordat u gaat scannen.



Estonian



Veenduge, et patsiendi ükski kehaosa ei moodusta suletud ringahelat. See on eriti oluline rinnaümiste kasutamisel, kus patsiendid lamavad skaneerimisel kõhuli ning hoiavad mõlemat kätt üle pea sirutatuna. **Ärge lubage patsiendil parema käelaba või käsivarrega puutuda vastu vasakut käelaba või käsivart. Selliselt moodustunud kinnine ringahel võib puutekohas põhjustada raadiosageduslikke põletusi. Kasutage patju, et vältida patsiendi käte puutumist vastu patsiendilaua või alusraami ükskõik millist metalloosa.** Õpetage patsienti vastaval viisil toimima ja kontrollige patsiendi asendit vahetult enne skaneerimist.



Finnish



Varmista, että potilas ei muodosta minkään ruumiinosien kanssa lenkkiä. Erityisesti rintakeloja käytettäessä, potilaat kuvataan makuuasennossa käsivarsien ollessa ojennettuina pään yläpuolella (superman). **Älä anna potilaiden koskettaa millään oikean käden tai käsivarren kohdalla vasenta kättä tai käsivartta. Potilaan muodostama lenkki voi aiheuttaa RF (radiotaajuus) -palovamman kosketuskohdassa. Käytä tyynyjä varmistaaksesi, että potilaan kädet eivät kosketa mitään potilaspöydän tai kelkan metalloosia.** Huolehdi potilaan tarvitsemasta opastuksesta ja tarkista potilaan asento välittömästi ennen kuvausta.



French



Assurez-vous que le patient ne forme pas de boucle avec l'un des éléments corporels. Pour les antennes seins en particulier, les patients sont examinés en position allongée en décubitus ventral, avec les bras en extension au-dessus de la tête (superman). **Ne laissez pas les patients toucher une partie de la main ou du bras gauche avec une partie de la main ou du bras droit. La boucle ainsi formée pourrait entraîner une brûlure RF au point de contact. Utilisez des coussinets pour vous assurer que les mains du patient ne touchent aucune partie métallique du berceau ou de la table du patient.** Veillez à informer le patient comme il convient et contrôlez sa position juste avant l'acquisition.



German



Stellen Sie sicher, dass der Patient mit keinem seiner Körperteile eine Stromschleife bildet. Insbesondere bei der Anwendung von Brustspulen sollte der Patient auf dem Bauch liegen und beide Arme über dem Kopf ausgestreckt haben. **Erlauben Sie dem Patienten nicht, einen Teil der rechten Hand oder des rechten Arms mit der linken Hand oder dem linken Arm zu berühren. Wenn dies geschieht, wird eine Stromschleife gebildet, die eine HF-Verbrennung am Kontaktpunkt verursachen kann. Verwenden Sie Polster, um dafür zu sorgen, dass die Hände des Patienten keine Metallteile des Patiententisches oder -schlittens berühren.** Informieren Sie den Patienten über diese Gefahr, und überprüfen Sie unmittelbar vor dem Scan die Position des Patienten.



Greek



Διασφαλίστε ότι δε σχηματίζεται βρόχος από οποιαδήποτε μέρη του σώματος του ασθενούς. Ιδιαίτερα με τα πηνία μαστού, οι ασθενείς υποβάλλονται σε μαγνητική τομογραφία ξαπλωμένοι σε πρηνή θέση, με τα δυο τους μπράτσα σε θέση ανάτασης πάνω από το κεφάλι (στάση "Superman"). **Μην επιτρέπετε στους ασθενείς να αγγίζουν οποιοδήποτε μέρος του αριστερού χεριού ή μπράτσου τους με οποιοδήποτε μέρος του δεξιού χεριού ή μπράτσου τους. Σε αντίθετη περίπτωση, ο βρόχος που θα μπορούσε να σχηματιστεί ενδέχεται να προκαλέσει έγκαυμα στο σημείο επαφής, λόγω διοχέτευσης RF (ραδιοκυμάτων). Χρησιμοποιείτε παρενθέματα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα χέρια του ασθενούς δεν αγγίζουν μεταλλικά μέρη της κλίνης.** Βεβαιωθείτε ότι έχετε δώσει κατάλληλες οδηγίες στον ασθενή και ελέγξτε τη θέση του σώματός του λίγο πριν εκτελέσετε τη μαγνητική τομογραφία.



Hungarian



Ellenőrizze, hogy a beteg teste ne képezzen sehol sem hurkot. Különösen az emlőtekercsek esetén a beteget hason fekve, mindkét kart a fej felett kiegyenesítve kell szkennelni (Superman pozíció). **Ügyeljen arra, hogy a beteg semmilyen ponton ne érintse jobb karját vagy kezét bal karjához vagy kezéhez. Az így a testen képzett hurok rádiófrekvenciás (RF) égési sérüléshez vezethet az érintkezési ponton. Biztosítsa alátétekkel, hogy a beteg kezei ne érintkezzenek a betegágy fém felszíneivel.** Feltétlenül világosítsa fel a beteget a fentiekről, és közvetlenül a képalkotás előtt ellenőrizze a beteg testhelyzetét.



Italian



Accertarsi che il paziente non formi un circuito con nessuna parte del corpo. In particolare con le bobine per mammella, le pazienti vengono esaminate in posizione prona con entrambe le braccia estese sopra il capo (superman). **Non consentire al paziente di toccare alcuna parte della mano o del braccio destro con alcuna parte della mano o braccio sinistro. Il circuito che si formerebbe potrebbe provocare un'ustione da RF nel punto di contatto. Utilizzare i cuscinetti per garantire che le mani dei pazienti non tocchino eventuali parti in metallo del tavolo o del lettino.** Istruire il paziente in tal senso e verificare immediatamente la sua posizione prima di eseguire la scansione.



Japanese



患者の体のどの部分でも閉回路を形成していないことを確認します。特に胸部コイルの場合、患者の両手を頭上に上げた（スーパーマンの格好）腹臥状態で撮像します。患者の右手や右腕が左手や左腕に接触しないように注意します。左右の手や腕、膝で閉回路ができると接触部分が RF で火傷する場合があります。パッドを使用して患者の手が患者のテーブルまたはベッドの手すりなどの金属部分に接触しないようにします。患者に上記のような説明をし、スキャンする前に患者の位置や姿勢を確認します。



Korean



환자의 신체 부위가 서로 닿아 고리모양을 만들지 않도록 합니다. 특히 가슴 코일의 경우 환자는 두 팔을 머리 위로 치켜든 채로 옆드린(수퍼맨) 자세를 취한 후 이미지를 촬영해야 합니다. 환자의 신체가 오른쪽 손이나 팔 또는 왼쪽 손이나 팔에 닿지 않도록 해야 합니다. 팔이나 다리를 서로 겹치게 놓아 둥근 고리모양을 만들면 겹쳐진 부위에 RF(무선 주파수) 화상이 발생할 수 있습니다. 패드를 사용하여 환자의 손이 환자 테이블 또는 받침대의 금속 부위에 닿지 않도록 합니다. 이런 내용을 환자에게 알린 후 스캔하기 직전 환자의 위치를 점검합니다.



Latvian



Pārļiecinieties, vai pacients neveido cilpu ar citām ķermeņa daļām. Izmantojot krūšu spoles, pacienti attēlveidošanai tiek novietoti guļus uz vēdera ar abām rokām izstieptām virs galvas (supermena poza). **Neļaujiet pacientiem pieskarties nevienai no labās vai kreisās rokas daļām. Šādā veidā izveidojusies cilpa varētu izraisīt RF apdegumu saskares vietā. Lai nodrošinātu pacienta roku nepieskaršanos pacienta galda vai guļvietas metāla daļām, lietojiet paliktņus.** Atbilstoši instruējiet pacientu un pirms skenēšanas pārbaudiet pacienta pozīciju.



Lithuanian



Užtikrinkite, kad paciento kūno dalys nesukuria kilpos. Konkrečiai krūtinės ritėms – vaizdavimas atliekamas pacientams gulint kniūbstiems, abi rankos ištiestos virš galvos (supermeno poza). **Neleiskite pacientams liesti savo kūno nei kairiaja, nei dešiniaja rankomis. Dėl tokiu būdu suformuotos kilpos galimas RF (radijo dažnių) nudeginimas sąlyčio vietoje. Naudodami padėklus užtikrinkite, kad paciento rankos neliečia jokių metalinių paciento stalo ar lopos dalių.** Nepamirškite atitinkamai apmokyti pacientą ir patikrinkite paciento padėtį iškart prieš atlikdami nuskaitymą.



Norwegian



Sørg for at pasienten ikke former en sløyfe med noen av kroppsdelene. Spesielt for brystspoler bør pasienten avbildes mens han/hun ligger på magen med hendene utstrakt over hodet (Supermann). **Ikke la pasienten berøre noen del av høyre hånd eller arm med noen del av venstre hånd eller arm. Sløyfen som dannes på denne måten kan forårsake RF-forbrenning ved kontaktpunktet. Bruk puter for å unngå at pasientens hender berører noen av metalldelene på pasientbordet eller underlaget.** Sørg for å sette pasienten ordentlig inn i prosedyren, og kontroller pasientens posisjon like før skanningen.



Polish



Sprawdzić, czy części ciała pacjenta nie tworzą pętli. Szczególnie w przypadku cewek do obrazowania klatki piersiowej, gdy pacjenci leżą na brzuchu, z ramionami rozłożonymi nad głową. **Nie pozwolić, aby pacjent dotykał jakiegokolwiek częścią prawej ręki lub ramienia jakiegokolwiek części lewej ręki lub ramienia. Powstała w ten sposób pętla mogłaby spowodować oparzenie prądem RF w miejscu zetknięcia kończyn. Należy użyć podkładek, aby uniemożliwić pacjentowi dotykanie rękami jakichkolwiek metalowych elementów stołu lub stacji pacjenta.** Pamiętać, aby udzielić pacjentowi odpowiednich instrukcji i bezpośrednio przed skanowaniem sprawdzić jego pozycję.



Portuguese



Assegure-se de que o paciente não crie um circuito fechado com qualquer parte do corpo. Para bobinas de mama em particular, as imagens são feitas com o paciente deitado prono, com ambos os braços estendidos sobre a cabeça ("super-homem"). **Não permita que o paciente toque qualquer parte da mão ou braço direito a qualquer parte da mão ou braço esquerdo. O circuito fechado formado de tal maneira pode causar uma queimadura de RF no ponto de contato. Use almofadas para assegurar que as mãos do paciente não toquem qualquer elemento de metal do berço ou da mesa do paciente.** Assegure-se de dar aos pacientes a orientação adequada e conferir o posicionamento do mesmo imediatamente antes da varredura.



Romanian



Asigurați-vă că pacientul nu formează un circuit cu nicio parte a corpului. În special în cazul bobinelor pentru sân, imaginile pacienților sunt redade în decubit ventral cu ambele brațe întinse deasupra capului (poziția superman). **Nu permiteți pacienților să atingă nicio parte a mâinii drepte sau a brațului drept cu nicio parte a mâinii stângi sau a brațului stâng. Circuitul astfel format poate cauza o arsură prin RF (radiofrecvență) în punctul de contact. Folosiți paduri pentru a vă asigura că mâinile pacientului nu intră în contact cu nicio parte metalică a mesei sau a suportului pacientului.** În momentul imediat anterior scanării trebuie să comunicați pacientului instrucțiunile adecvate și să verificați poziția sa în scanner.



Russian



Убедитесь, что какие-либо части тела пациента не образуют замкнутый контур. В частности, при использовании катушки для томографии груди, пациенты сканируются лежа на животе, вытянув обе руки над головой (поза супермена). **Не позволяйте пациентам прикасаться какой-либо частью правой кисти или руки к любой части левой кисти или руки. Замкнутый контур, образованный таким образом, может привести к ожогу вследствие воздействия RF-тока (радиочастотного тока) в точке соприкосновения. Используйте подкладки для предотвращения соприкосновения рук пациента с какими-либо металлическими частями стола или ложа пациента.** Убедитесь, что пациент должным образом проинструктирован, и проверьте его положение непосредственно перед сканированием.



Serbian



Postarajte se da pacijent ne napravi „omču“ nijednim delom tela. Konkretno u slučaju grudnih kalemova, pacijenti se skeniraju u ispruženom položaju na stomaku sa obe ruke ispružene iznad glave (položaj „Supermen“). **Ne dozvolite pacijentu da dodirne ijedan deo desne ruke ili šake ijednim delom leve ruke ili šake. Tako napravljena „omča“ može da prouzrokuje RF opekotine na mestu dodira. Koristite podloge kako biste osigurali da šake pacijenta ne dodiruju nijedan metalni deo stola za pacijenta ili nosača uređaja.** U skladu s tim, postarajte se da informišete pacijenta i da proverite položaj pacijenta neposredno pre početka skeniranja.



Slovak



Pacient nesmie žiadnymi časťami tela vytvárať slučku. Konkrétne v prípade prsníkových cievok sú pacientky zobrazované ležiac na bruchu s oboma pažami nad hlavou (poloha superman). **Pacient sa nesmie žiadnou časťou pravej ruky ani ramena dotýkať žiadnej časti ľavej ruky ani ramena. Takto vytvorená slučka by mohla spôsobiť vysokofrekvenčné popálenie v bode dotyku. Pomocou podložiek zabezpečte, aby sa ruky pacienta nedotýkali žiadneho kovového prvku vyšetrovacieho stola ani kolísky.** Pacienta vhodne poučte a tesne pred skenovaním skontrolujte jeho polohu.



Slovenian



Zagotovite, da bolnik z nobenim delom svojega telesa ne tvori zanke. Predvsem pri prsnih tuljavah bolniki med slikanjem ležijo na trebuhu z obema rokama iztegnjenima nad glavo (Superman). **Ne dovolite, da bi se leva in desna roka bolnika med seboj dotikali. Zanka, ki lahko pri tem nastane, lahko povzroči RF-opekline na mestu dotika. S pomočjo blazin zagotovite, da se bolnikove roke ne dotikajo nobenih kovinskih delov na bolnikovi mizi ali ležalni podlogi.** Bolniku dajte ustrezna navodila in tik prek slikanjem preverite njegov položaj.



Spanish



Asegúrese de que el paciente no forme un circuito con las partes del cuerpo. Para las bobinas de pecho en particular, a las pacientes se les toman las imágenes tendidas boca abajo con ambos brazos extendidos sobre la cabeza (posición de supermán). **No permita que los pacientes toquen con ninguna parte de la mano o brazo derecho alguna parte de la mano o el brazo izquierdo. El circuito que se formaría haciendo esto podría ocasionar una quemadura de RF en el punto de contacto. Utilice almohadillas para asegurarse de que las manos del paciente no toquen las partes de metal de la mesa o del soporte del paciente.** Asegúrese de informar al paciente respecto a esto y compruebe la posición del paciente inmediatamente antes de realizar la exploración.



Swedish



Säkerställ att patienten inte bildar en slinga med några kroppsdelar. Särskilt för bröstspolar avbildas patienten liggande framstupa med båda armarna utsträckta över huvudet (Stålmannen). **Låt inte patienten vidröra någon del av höger hand och arm med vänster hand eller arm. Den slinga som bildas då kan orsaka RF-brännskada vid kontaktpunkten.** Använd dynor för att säkerställa att patientens händer inte vidrör några metalleder på patientbordet eller vaggan. Informera patienten grundligt och kontrollera patientens position omedelbart före skanningen.



Turkish



Hastanın vücudunun herhangi bir bölümünün bir halka şekli oluşturmadığından emin olunuz. Özellikle göğüs sarmalları kullanılırken, hastalar yüzüstü, iki kolları da başın ilerisine uzatılmış pozisyonda (süpermen) görüntülenirler. **Hastaların sağ el veya kollarının hiçbir bölümünün, sol el veya kollarının hiçbir bölümüne dokunmasına izin vermeyiniz. Bu temasla oluşacak halka, temas noktasında bir RF yanığına neden olabilir. Hastanın ellerinin, hasta masasının veya beşiğinin metal bölümlerine dokunmaması için pedleri kullanınız.** Hastayı bu konuda bilgilendirdiğinizden emin olunuz ve taramanın hemen öncesinde hastanın pozisyonunu kontrol ediniz.



